


ET-CARE™

Dispositivo per il fissaggio di tubi Endotracheali




Specifiche:

- Privo di adesivi
- Permette un fissaggio sicuro di tubi ETT e sondini N-G senza utilizzo di nastro
- Aiuta a prevenire estubazioni accidentali
- Imbottitura in schiuma lavabile che permette una distribuzione uniforme della pressione diminuendo la necrosi della superficie cutanea
- Minimizza il decubito da pressione in possibilità di labbra e lingua
- Adattabile a pazienti privi di denti
- Para morsi in gomma morbida per impedire l'ostruzione involontaria dell'ETT
- Oltre 30 punti di contatto per migliorare la presa del tubo endotracheale ed impedire movimenti verticali e rotatori



01

Superficie corrugata con 30 denti in gomma per una presa salda e sicura



02

Provvisto di sistema per il fissaggio del sondino naso gastrico

03

Supporto scorrevole che permette lo slittamento laterale da lato a lato del tubo ET per facilitare aspirazioni e sanificazioni orali



04


Para morsi in morbida gomma per evitare decubito sulle labbra e sulla lingua

05

Corpo del dispositivo in policarbonato che garantisce confort, sicurezza e robustezza

06

Morbida schiuma lavabile per una distribuzione uniforme della pressione. Elimina irritazioni/abrasioni di pelli sensibili o ustionate



ET-CARE® Dispositivo per il fissaggio di tubi Endotracheali

Ideato per ridurre il movimento VAE

- Permette un fissaggio dell'ETT diminuendo i movimenti verticali, orizzontali e rotatori
- Minimizza il trasferimento delle secrezioni oltre il cuffiaggio
- Riduce i traumi e abrasioni della trachea e laringe
- Privo di parti in metallo.
- Compatibile con MRI
- Latex free – Privo di ftalati

Informazioni d'ordine:



ETCARE™
IPI-1003

ETCARE™
IPI-1017

| | |
|--|---------------|
| FISSATUBO ENDOTRACHEALE ET-CARE FAST STRAP x ADULTO Con Fast Strap con velcro per il collo | Cod. IPI-1003 |
| FISSATUBO ENDOTRACHEALE ET-CARE ULTRA STRAP x ADULTO Con fast strap con velcro per collo e nuca | Cod. IPI-1017 |
| RICAMBIO FAST STRAP PER COLLO x IPI-1003 | Cod. IPI-1006 |
| RICAMBIO ULTRA STRAP PER NUCA x IPI-1017 | Cod. IPI-1018 |
| RICAMBIO ULTRA STRAP PER COLLO x IPI-1017 | Cod. IPI-1019 |

Prodotto in U.S.A. - Brevetto depositato - Tutti i diritti riservati

Distribuito in esclusiva per l'Italia da:

Bexen Cardio Italia Srl

Tel: +39 02 87 32 33 05 Fax: +39 02 87 32 31 01
info@bexencardioitalia.it www.bexencardioitalia.it