

GO₂VENT[®]

Rianimatore Automatico Monouso



Specifiche:

- Il GO₂VENT[®] è il nuovo Rianimatore Automatico Monouso della Vortran Medical, alimentato esclusivamente da un flusso di Gas continuo.
- Grazie alla semplicità d'uso e alla sua robustezza risulta particolarmente adatto al primo soccorso e per brevi spostamenti.
- A dispetto delle dimensioni estremamente compatte è dotato di efficienti dispositivi per la sicurezza del paziente, di un preciso bronco-manometro e di due manopole di controllo per un'immediata regolazione della pressione e della frequenza respiratoria.
- Garantisce una corretta ventilazione in qualsiasi condizione.
- Compatibile con RMI e TAC.
- Ciclato in pressione e funzionante senza alcuna alimentazione elettrica permette la rianimazione lasciando libere le mani dell'operatore.



01 Dotato di 2 valvole di sicurezza; una di sovrappressione, una per assecondare il paziente in caso di ripresa della respirazione spontanea



02 Il nuovo miscelatore permette la regolazione tra due valori di FiO2: 50% o 100%



03 Broncomanometro per la misurazione della pressione presente all'interno delle vie aeree.



04 Manopola per la regolazione della frequenza

05 Manopola con scala graduata per la regolazione della pressione di picco.



Specifiche Tecniche

Tipo Paziente:	10 kg o più
Frequenza Respiratoria:	regolabile secondo necessità
Regolazione della Pressione di Picco:	da 10 a 45 cm di H ₂ O
Ossigeno Consegnato:	>85% O ₂ fornito con 100% O ₂
Attacco Gas:	Connessione gas DISS
Circuito Paziente:	Ø 15 mm femmina, Ø 22 mm maschio
Spazio morto:	4 ± 3 ml
Resistenza inspiratoria/espilatoria:	3 ± 1 cm H ₂ O/l/sec
PEEP, 1/5 della pressione di picco:	da 2 a 9 cm di H ₂ O
Dimensioni / Peso:	24 x 10 x 7,5 cm / 117 g
Limiti ambientali di funzionamento/:	da -18 a 50 °C
Limiti ambientali di conservazione:	da -40 a 60 °C
Norme applicabili:	ASTM F920 - 93 (riapprovazione del 1999)
Precisione del manometro:	± 2 cmH ₂ O da 0~20 cmH ₂ O ± 3 cmH ₂ O da 20~40 cmH ₂ O ± 5 cmH ₂ O da 40~60 cmH ₂ O

GO2VENT® Rianimatore Automatico Monouso

Per pazienti adulti e pediatrici (oltre i 10 Kg)

Dispositivo Monouso Automatico: permette la rianimazione lasciando libere le mani dell'operatore

Informazioni d'ordine:



GO2VENT® RIANIMATORE AUTOMATICO
Con Broncomanometro e Miscelatore FiO₂ regolabile

Cod. VO6123-IT

Monitor opzionale per la lettura di:
PIP, PEEP, PR, T_{INSP}, T_{ESP}.

Flusso di alimentazione (LPM)	Stima autonomia con serbatoio ossigeno pieno										Bombola di ossigeno	
	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	Volume	Bombola
Tempi di funzionamento approssimativi (minuti)	67	50	40	33	27	20	16	13	11	10	400 l	2 litri
	100	80	60	50	40	30	25	20	18	16	625 l	"E"
	167	125	100	83	67	50	40	33	29	25	1000 l	5 litri

Distribuito in esclusiva per l'Italia da:

Bexen Cardio Italia Srl

Tel: +39 02 87 32 33 05 Fax: +39 02 87 32 31 01
info@bexencardioitalia.it www.bexencardioitalia.it