

Bexen cardio
Ready for life

Reanibex 300 AED

Defibrillatore Semiautomatico Esterno

2 versioni:

1. Visualizzazione delle icone
2. Visualizzazione ECG o icone

Bifasico fino a 360 Joule

Algoritmo AED universale per
pazienti adulti e pediatrici

Dispositivo di aiuto RCP
in tempo reale (Push Pad)

Possibilità di configurare lo
schermo in modalità ad alto
contrasto

Modalità "AutoTraining"
e modalità "Trainer" con
il medesimo strumento



Reanibex 300 AED.

Facile ed intuitivo da usare.



CARATTERISTICHE

- Tecnologia bifasica.
- Algoritmo AED universale per pazienti adulti o pediatrici.
- Ampio display a colori 5,7".
- Funzione di impostazione dello schermo in modalità ad alto contrasto.
- Dispositivo "Push Pad", feedback (rapporti) sulla qualità della frequenza e profondità delle compressioni toraciche in tempo reale (opzionale).
- Modalità di autotraining (opzionale).
- Opzione trainer con telecomando (opzionale).
- Protocollo RCP configurabile.
- Configurato secondo le linee guida ERC / AHA 2015 e aggiornamento al 2017.
- Autotest giornaliero per garantire il corretto funzionamento dello strumento.
- Connessione USB.
- Robusto e compatto per un facile utilizzo in qualsiasi ambiente.
- Facile da usare e molto intuitivo.

ACCESSORI

- Elettrodi monouso per defibrillazione per pazienti adulti e pediatrica.
- Borsa da trasporto.
- Supporto per ambulanza (certificato EN1789: 2007).
- Dispositivo "Push Pad".
- Batteria ricaricabile e batteria non ricaricabile.
- Caricabatterie esterno.
- Doppio caricabatterie esterno a 12 V (CC) e 220 V (CA).
- Applicazione software "REANIBEX Data Manager" per la gestione dei dati.
- Batteria ricaricabile per la modalità autotraining.



Bexen cardio

Osatu, S.Coop.
Edificio Zearrekobuelta
Subida de Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com

