

Bexen cardio
Ready for life

Reanibex 300 GSM

AED con
trasmissione
dati GSM

Bifasico fino a 360 J

Algoritmo AED universale per
pazienti adulti e pediatrici

Acquisizione e trasmissione
GSM delle 12 derivazioni ECG

Dispositivo di aiuto RCP in
tempo reale (Push Pad)

Possibilità di configurare il
display in modalità ad alto
contrasto

Modalità "autotraining"



Reanibex 300 GSM.

Trasmissione dei dati



Comunicazioni (REANIBEX Data Manager,
REANIBEX Data Cloud)



CARATTERISTICHE

- Tecnologia bifasica.
- Algoritmo AED universale per pazienti adulti o pediatrici.
- Ampio display a colori da 5,7".
- Dispositivo "Push Pad", feedback sulla qualità della frequenza e profondità delle compressioni toraciche in tempo reale (opzionale).
- Acquisizione e trasmissione GSM delle 12 derivazioni ECG.
- Protocollo RCP configurabile.
- Configurato secondo le linee guida ERC / AHA 2015 e attualizzazione al 2017.
- Modalità di autotraining (opzionale).
- Autotest giornaliero per garantire il corretto funzionamento dello strumento.
- Funzione di impostazione dello schermo in modalità ad alto contrasto.
- Connessione USB.
- Robusto e compatto per un facile utilizzo in qualsiasi ambiente.
- Facile da usare e molto intuitivo.

ACCESSORI

- Elettrodi monouso per defibrillazione per pazienti adulti e pediatrici.
- Elettrodi ECG per pazienti adulti e pediatrici.
- Borsa da trasporto. (1)
- Supporto per ambulanza (certificato EN1789:2007). (2)
- Cavo paziente a 4+6 derivazioni.
- Dispositivo "Push Pad".
- Batteria ricaricabile e batteria non ricaricabile. (3)
- Caricabatterie esterno.
- Doppio caricabatterie esterno a 12 V (CC) e 220 V (CA).
- Applicazioni software "REANIBEX Data Manager" e "REANIBEX Data Cloud" per la gestione dei dati.
- Batteria ricaricabile per la modalità autotraining. (4)



(1)



(3)



(2)



(4)

Bexen cardio

Osatu, S.Coop.
Edificio Zearrekobuelta
Subida de Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com

