

Bexen cardio

Ready for life

Reanibex 300 MANUAL

AED con modalità manuale

Bifasico con modalità
manuale fino a 360 J

Algoritmo AED universale per
pazienti adulti e pediatrici

Dispositivo di aiuto RCP
in tempo reale (Push Pad)

Possibilità di configurare il
display in modalità ad alto
contrasto

Modalità "autotraining"



Reanibex 300 MANUAL.

Facile ed intuitivo da usare.



CARATTERISTICHE

- Tecnologia bifasica.
- Algoritmo AED universale per pazienti adulti o pediatrici.
- Ampio display a colori da 5,7".
- Funzione di impostazione dello schermo in modalità ad alto contrasto.
- Dispositivo "Push Pad", feedback sulla qualità della frequenza e profondità delle compressioni toraciche in tempo reale (opzionale).
- Modalità di autotraining (opzionale).
- Protocollo RCP configurabile.
- Configurato secondo le linee guida ERC / AHA 2015 e actualización al 2017..
- Autotest giornaliero per garantire il corretto funzionamento dello strumento.
- Connessione USB.
- Robusto e compatto per un facile utilizzo in qualsiasi ambiente.
- Facile da usare e molto intuitivo.

ACCESSORI

- Elettrodi monouso per defibrillazione per pazienti adulti e pediatrici.
- Elettrodi ECG per pazienti adulti e pediatrici.
- Borsa da trasporto.
- Supporto per ambulanza (certificato EN1789:2007).
- Cavo paziente a 3 derivazioni.
- Dispositivo "Push Pad".
- Batteria ricaricabile e batteria non ricaricabile.
- Caricabatterie esterno.
- Doppio caricabatterie esterno a 12 V (CC) e 220 V (CA).
- Applicazione software "REANIBEX Data Manager" per la gestione dei dati.
- Batteria ricaricabile per la modalità autotraining.



Bexen cardio

Osatu, S.Coop.
Edificio Zearrekobueta
Subida de Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com

