

Bexen cardio

Ready for life

Reanibex 500 EMS

Monitor
defibrillatore
multiparametrico
compatto



Manuale e AED fino a
360 Joule

Algoritmi AED universali per
pazienti adulti o pediatrici

Modulo Pacing non invasivo

Modulo SpO2

Modulo EtCO2

Modulo NIBP

Acquisizione 12 derivazioni

Interpretazione ECG

Stampante da 80mm

Visualizzazione in simultanea di
6 derivazioni (6+6)

Dispositivo per supporto/
feedback alla RCP in tempo
reale (Push Pad)

Trasmissione dati (GSM,
Bluetooth, USB)

Reanibex 500 EMS.

Compatto. Leggero.



CARATTERISTICHE

- Tecnologia bifasica.
- Algoritmo AED universale per pazienti adulti o pediatrici.
- Dispositivo leggero con capacità di monitoraggio multiparametrico.
- Robusto e compatto per un facile utilizzo in qualsiasi ambiente.
- Cavo ECG a 10 poli (4+6).
- Cardioversione sincronizzata.
- Pacing non invasivo (opzionale).
- Trasmissione 12 derivazioni ECG (opzionale).
- Algoritmo di interpretazione 12 derivazioni, Università di Glasgow (opzionale).
- Pulsossimetro con tecnologia Masimo SET per pazienti adulti e pediatrici (opzionale).
- Modulo Pressione arteriosa non invasiva SunTech Medical (opzionale).
- Capnografia Masimo per pazienti intubati e non intubati (opzionale).
- Dispositivo per supporto/feedback alla RCP in tempo reale (Push Pad).
- Configurato secondo le linee guida ERC / AHA 2015 e actualización al 2017.
- Autotest giornaliero per garantire il corretto funzionamento dello strumento.
- Comunicazioni (GSM, Bluetooth, USB ...) ai Servizi di Emergenza, Ospedali ... configurabili in base alle esigenze dell'utente (opzionale).

ACCESSORI

- Elettrodi monouso per defibrillazione per pazienti adulti e pediatrica.
- Elettrodi ECG per pazienti adulti e pediatrici.
- Borsa da trasporto (1).
- Supporto per ambulanza (certificato EN 1789: 2007) (2).
- Cavo ECG a 10 poli (4+6).
- Sensori SpO2.
- Linee di campionamento EtCO2.
- Cuffie NIBP riutilizzabili.
- Stampante da 80mm (3)
- Dispositivo "Push Pad".
- Batteria ricaricabile e non ricaricabile (4).
- Batteria ricaricabile per la modalità auto-training.
- Caricabatterie esterno.
- Applicazioni "REANIBEX Data Manager, Data Link e Data Cloud" per la gestione dei dati.



Bexen cardio

Osatu, S.Coop.
Edificio Zearrekobuelta
Subida de Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com

