

Bexen cardio
Ready for life

Reanibex 700

Monitor Defibrillatore

Monitor Defibrillatore
Manuale/AED bifasico fino
a 200J

Algoritmo AED universale per
pazienti adulti e pediatrici

Modulo Pacing non invasivo

Modulo SpO2

Modulo NIBP

Piastre esterne per paziente
adulto e pediatrico integrate

Stampante termica da 50mm

Diverse opzioni d'alimentazione:

- Fonte alimentazione AC
- Batteria ricaricabile
- Fonte alimentazione DC



Reanibex 700. Monitor Defibrillatore



Stampante termica da 50mm

Scheda di memoria "Compact Flash"

Comandi per scarica e stampa dalla piastre rigide

Sportello per selezione modalità Manuale/AED

Piastre esterne per paziente pediatrico integrate

Modulo Pacing non invasivo

Messaggi visivi e audio

Modulo Pulsossimetria con tecnologia Masimo SET


Modulo Pressione sanguigna non invasiva (NIBP) Suntech Medical

CARATTERISTICHE

- Algoritmo AED universale per pazienti adulti e pediatrici
- Tecnologia bifasica.
- Comandi per scarica e stampa dalla piastre rigide
- Stampante termica da 50mm
- Funzionamento a rete AC, DC e batteria ricaricabile
- Piastre esterne per paziente pediatrico integrate
- Autotest durante l'accensione e durante il funzionamento.
- Semplice ed intuitivo.
- AED (opzionale).
- Pacing non invasivo (opzionale).
- Pulsossimetro con tecnologia Masimo SET (opzionale).
- Modulo Pressione sanguigna non invasiva (NIBP) Suntech Medical (opzionale)

ACCESSORI

- Elettrodi monouso per defibrillazione per pazienti adulti o pediatrica.
- Elettrodi ECG per per pazienti adulti o pediatrici.
- Borsa da trasporto (1).
- Supporto per ambulanza (EN 1789: 2007+A2:2014) (2).
- Cavo paziente a 3, 5 o 10 derivazioni.
- Sensori SpO2
- Cuffia NIBP
- Batteria ricaricabile (3).
- Caricabatterie esterno.
- Applicazione software "REANIBEX Data Manager" per la gestione dei dati. (4).
- Cavo di collegamento alla rete da 10 a 16V (DC).



Bexen cardio

Osatu, S.Coop.
Edificio Zearrekobuelta
Subida de Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com

