

Bexen cardio
Ready for life

Reanibex 800

L'unico
Defibrillatore
Monitor Modulare
"plug & play" sul
mercato



Defibrillatore Monitor
multiparametrico

Manuale e AED fino a 360 J

Algoritmo universale AED per
pazienti adulti e pediatrici

Acquisizione 12 derivazioni +
interpretazione

Modulo Pacing non invasivo

Modulo SpO₂, SpCO, SpMet,
SpHb, SpOC, PVI

Modulo NIBP

Modulo EtCO₂

Modulo IBP

Modulo TEMP

Supporto alla RCP con
feedback

Trasmissione dati
(Bluetooth / GSM)

Reanibex 800.

Defibrillatore Monitor Modulare.



Comunicazioni (Reanibex Data Manager, DataLink, DataCloud)

Tasto dedicato per l'acquisizione di 12 ECG



Moduli di espansione opzionali con sistema "plug & play"

Stampante termica da 50 mm o 106 mm

Modulo Pacing non invasivo

Piastre esterne riutilizzabili con indicatore di contatto sulla piastra APICALE



Funzionamento a rete 220V (AC), 12V(DC), batteria ricaricabile

Indicatore di stato

Ampio display TFT a colori da 8,4"

Selettore terapia

AED per pazienti adulti e pediatrici



CARATTERISTICHE

- Tecnologia bifasica.
- Grande display TFT a colori da 8,4".
- Capacità di monitorare e diagnosticare.
- Cavo paziente a 3, 5 o 10 poli.
- Modulo Pacing non invasivo (opzionale).
- Trasmissione 12 derivazioni ECG (opzionale).
- Algoritmo di interpretazione 12 derivazioni (Università di Glasgow) (opzionale).
- Cardioversione sincronizzata.
- Metronomo per RCP.
- Modulo Capnografia Oridion Microstream (opzionale).
- Modulo Pressione sanguigna non invasiva SunTech Medical (opzionale).
- Modulo Monitoraggio di SpO2, SpCO, SpMet SpHb, SpOC, PVI con la tecnologia Masimo Rainbow SET (opzionale).
- Modulo Pressione invasiva (due canali) (opzionale).
- Modulo Temperatura (due canali) (opzionale).
- Possibilità di configurare lo schermo in modalità ad alto contrasto.
- Funzionamento a rete 220V (AC), 12V(DC), batteria ricaricabile.
- Possibilità di funzionamento con due batterie.
- Comunicazioni (GSM, Bluetooth ...) ai Servizi di Emergenza, Ospedali... configurabili in base alle esigenze dell'utente (opzionale).

ACCESSORI

- Elettrodi monouso per defibrillazione per pazienti adulti o pediatrica.
- Elettrodi ECG per per pazienti adulti o pediatrici.
- Borsa da trasporto (1).
- Borsa superiore in neopren (2).
- Supporto per ambulanza (certificato EN 1789: 2007) (3).
- Cavo paziente a 3, 5 o 10 poli.
- Batteria ricaricabile.
- Applicazioni "REANIBEX Data Manager, Data Link e Data Cloud" per la gestione dei dati ottenuti (4).
- Cavo di collegamento alla rete 12 V (DC).



(1)



(3)



(2)



(4)

Bexen cardio

Osatu, S.Coop.
Edificio Zearrekobueta
Subida de Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com

